

MARKOS MEFAR

鼻洗浄用ネブライザー

ライノウォッシュ

— Nasal Treatment Nebulizer —

吸入器にセットするだけで

手軽に鼻洗浄



<http://www.nebneb.com>

ライノウォッシュ

鼻洗浄用
ネブライザー

アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎や花粉症等の症状を和らげる

どなたでも簡単に

ジェット式吸入器にセットして、簡単に鼻洗浄ができます。

上気道治療に

平均20 μ m (マイクロメートル)の粒子により鼻腔を洗浄し、アレルギーを取り除くことで粘液クリアランスを保ちます。

ご家族の皆さんで

2種類のアウタージャケットで乳幼児から成人まで、ご使用頂けます。

ライノウォッシュ標準セット内容

- ライノウォッシュ本体
- ライノベンチュリー
- アウタージャケット(スモール)
- アウタージャケット(ミドル)
- PVC チューブ(B)
- PVC チューブコネクター(L)

部品・別売品一覧

商品コード	商品名	標準小売価格
437	ライノウォッシュ標準セット	¥8,400(税込)
4501	ライノウォッシュ本体	¥5,250(税込)
450	ライノベンチュリー	¥525(税込)
451	アウタージャケット(スモール)	¥3,150(税込)
452	アウタージャケット(ミドル)	¥3,150(税込)
408	PVC チューブ(B)	¥420(税込)
436	PVC チューブコネクター(L)	¥210(税込)

※ライノウォッシュと吸入器のセット販売もしています。

※ポヤージセット例

使用上の注意

※ライノウォッシュは吐出圧力1~3気圧・吐出流量5~20ℓ/分の吐出性能を持ったジェット式吸入器にてご使用頂けます。
なお、当社のジェット式吸入器ではMarkos Mefar社製の吸入器にてご使用頂けます。
(例:ポヤージ、ユーロソル、プロムナード・ミニ等)

アウタージャケットサイズ

サイズ	噴出口径	サイズ目安
アウタージャケット(スモール)	約7mm	乳幼児
アウタージャケット(ミドル)	約10mm	小児から成人まで

※薬剤ご使用の際は必ず医師の指示に従ってください。
※本カタログの記載内容及び機器の仕様は改良その他により予告なく変更することがあります。ご了承ください。

TMI 株式会社東京エム・アイ商会

〒104-0033 東京都中央区新川1-5-13
TEL:(03)3551-7873 FAX:(03)3551-7318
URL:<http://www.nebneb.com/> E-mail:info@nebneb.com
※FAX、E-mailでの御注文も承っております。