

フィンガーチップ
OXIMETER | POD-3

色鮮やかな液晶表示
ゆび先でかんたん
スポットチェック



- SpO₂値と脈拍数を表示
- カラーのLCDディスプレイ
- 2方向に表示切替え可能
- 測定値の点滅による警報機能



フィンガーチップ OXIMETER | POD-3

製品仕様	
測定範囲	[SpO ₂] 35 ~ 99% [脈拍数] 30 ~ 240 回 / 分
測定精度	[SpO ₂] 70 ~ 99%, ±2 [脈拍数] ±2%又は±2回/分のうち大きい方
電源	3V (単4 アルカリ電池 × 2)
寸法	36 (幅) × 66 (奥行) × 33 (高さ) mm
重量	60g (電池含む)

製品情報	
商品名	フィンガーチップ Oximeter POD-3
商品コード No.	161 03 010
JAN コード	4580274064190
薬事認証番号	223AFBZX00099000
構成	本体、ネックストラップ、単4アルカリ電池×2、取扱説明書、添付文書

IMI 製造 販売元 アイ・エム・アイ株式会社

本社 / 埼玉県越谷市流通団地 3-3-12 〒343-0824 ☎ 048(988)4411(代) FAX. 048(961)1350

東京本部 / 東京都千代田区岩本町 3-5-12 〒101-0032

顧客サービスセンター

札幌 / 札幌市東区北22条東 16-4-21 ☎ 065-0022 ☎ 011(787)9010 FAX. 011(787)9005

新潟 / 新潟市中央区出来島 1-3-9 ☎ 950-0962 ☎ 025(282)7425 FAX. 025(282)7426

千葉 / 千葉市中央区都町 3-29-1 ☎ 260-0001 ☎ 043(235)3288 FAX. 043(235)3289

東京西 / 八王子市滝山町 1-584-1 ☎ 192-0011 ☎ 042(696)3363 FAX. 048(988)4482

静岡 / 静岡市葵区本通 8-3-3 ☎ 420-0064 ☎ 054(255)1278 FAX. 054(251)8477

金沢 / 野々市市御経塚 1-520 ☎ 921-8801 ☎ 076(248)8520 FAX. 048(988)4482

大阪・神戸 / 大阪府豊中市原田中 1-9-13 ☎ 561-0807 ☎ 06(7668)1350 FAX. 06(7668)1355

広島 / 広島市南区翠 2-18-21 ☎ 734-0005 ☎ 082(255)4640 FAX. 06(7668)1355

福岡 / 福岡市博多区東光 2-22-55 ☎ 812-0008 ☎ 092(473)1871 FAX. 092(415)5335

仙台 / 仙台市青葉区上愛子字蛇台原 12 ☎ 989-3124 ☎ 022(392)6820 FAX. 022(391)1045

埼玉 / 越谷市流通団地 3-3-12 ☎ 343-0824 ☎ 048(988)4422 FAX. 048(988)4425

東京中央 / 千代田区三番町 1-5 ☎ 102-0075 ☎ 03(6261)4240 FAX. 03(6261)4241

城南・横浜 / 横浜市港北区北新横浜 2-7-10 ☎ 223-0059 ☎ 045(534)1155 FAX. 045(534)1158

名古屋 / 名古屋市中川区尾頭橋 3-3-29 ☎ 454-0012 ☎ 052(386)6228 FAX. 052(386)6216

京都・奈良 / 大阪府豊中市原田中 1-9-13 ☎ 561-0807 ☎ 06(7668)1350 FAX. 06(7668)1355

岡山 / 岡山市北区岡町 17-28 ☎ 700-0867 ☎ 086(803)5510 FAX. 06(7668)1355

香川 / 高松市東山崎町 435-1 ☎ 761-0312 ☎ 087(840)7066 FAX. 06(7668)1355

熊本 / 熊本市東区御領 3丁目 2-30-3 ☎ 861-8035 ☎ 096(389)5343 FAX. 096(389)5344

ホームページ <https://www.imimed.co.jp>