

VOYAGE



Portable
aerosol
therapy
unit

届出番号:13B2X10072000005

<https://www.nebneb.com/>

丈夫で信頼性の高い

吸入器のスタンダードモデル

- 全ての吸入液が使用できるジェット式吸入器。
- 吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザイン。
- ネブライザー部分は煮沸消毒も可能な材質を使用。衛生面でも安心してお使いになれます。
- 病院外来をはじめ、家庭での吸入にも最適。



標準セット

- ボヤージ本体
- 薬液ボトルAL
- マウスピース2000
- マスク (小)
- PVCチューブ (B)
- ノーズピース2000 (L字アダプタ付)

別売品

- マスク (大) <0550120>

部品・別売品一覧

商品コード	商品名	標準小売価格
0550011	薬液ボトルAL	¥1,760 (税込)
0550030	マウスピース2000	¥605 (税込)
0550150	PVCチューブ (B)	¥605 (税込)
0550090	ノーズピース2000 (L字アダプタ付)	¥605 (税込)
0550041	パッフルAL	¥220 (税込)
0550200	スポンジフィルター	¥110 (税込)
0550130	マスク (小)	¥605 (税込)
0550120	マスク (大) (別売品)	¥605 (税込)

仕様

- 本体重量・・・2.0kg
- 電圧・・・100V、50V/60Hz
- 消費電力・・・64W
- 圧力・・・1.5気圧
- 流量・・・8ℓ/分
- 本体寸法・・・205×275×95(mm)
- 中央粒子径(MMAD)・・・約1.9μm
- 噴霧能力・・・0.4ml/分
- 薬液残量・・・約0.4ml
- 最大薬液量・・・8ml

※本器は医療用機器です。必ず医師の指示に従って正しくご使用ください。
また、薬剤の種類、用量・用法についても必ず医師の指示に従ってください。
※本カタログの仕様・内容は改良その他により予告なく変更することがあります。
ご了承ください。




<0550011>薬液ボトルAL



<0550030>マウスピース2000



<0550150>PVCチューブ (B)




<0550130>マスク (小)



<0550090>
ノーズピース2000 (L字アダプタ付)



<0550041>パッフルAL



<0550200>スポンジフィルター
※標準セットには吸入器本体に一つ内蔵されています



<0550120>マスク (大) (別売品)
※マスク(大)は標準セットには含まれません。

製造販売元 **TMI** 株式会社 東京エム・アイ商会
〒135-0023 東京都江東区平野3-2-6
TEL.03-6458-5588 FAX.03-6458-5518
受付時間 9:00-17:00 月～金(土・日・祝日・年末年始除く)

NebNeb.com

ネブネブドットコム

検索

<https://www.nebneb.com/>