



# Comfort and performance combined

## OptiChamber Diamond anti-static valved holding chamber

OptiChamber Diamondは、加圧噴霧式定量吸入器(pMDI)による吸入を行うための補助器具(スパーサー)です。

**PHILIPS**

RESPIRONICS

# OptiChamber Diamond

## 特長

- ・帯電防止素材を使用し、帯電による薬剤のチャンバー内への残留を低減させます。
- ・バルブは抵抗が少なく、患者さんが楽に呼吸することができます。
- ・呼吸バルブは介護者が患者さんの呼吸を数えたり調整するのを確認することができます。
- ・吸気速度が早いとアラーム音が鳴り、適切な吸入をサポートします。
- ・マウスピースに段差を設けて、子供にも成人にも使用しやすく設計されています。
- ・分解でき、温水や中性洗剤で洗浄が行えます。

## フェイスマスク (オプション)

柔らかい素材でできたフェイスマスクは、取りはずし可能です。顔の形に合わせて優しくフィットし、マスクからの薬剤漏れを少なくします。サイズはS・M・Lの3サイズあります。



Large

Medium



Small

マウスピース

呼吸バルブ



pMDIアダプターは簡単に取り外しができます。

チャンバーに帯電防止素材を使用しています。

## 製品情報

品目	希望価格(税抜)	パーツナンバー	JANコード
オブティチャンバー ダイヤモンド	¥1,800	1102677	4582214260952
アクセサリ/オプション		パーツナンバー	JANコード
ライトタッチフェイスマスク S		1102798	4582214260969
ライトタッチフェイスマスク M		1102799	4582214260976
ライトタッチフェイスマスク L		1102800	4582214260983

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「マーケティング部」までお問合せください。記載されている製品名などの固有名称は、Philips Respironics またはその他の会社の商標または登録商標です。

Please visit [www.philips-respironics.jp/product/respicare/optichamberdiamond/](http://www.philips-respironics.jp/product/respicare/optichamberdiamond/)



製造販売業者

**フィリップス・レスピロニクス合同会社**

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目825番地1  
 本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号 フィリップスビル  
 マーケティング部 03-3740-3245  
[www.philips-respironics.jp](http://www.philips-respironics.jp)

販売名：オブティチャンバーダイヤモンド  
 医療機器届出番号：11B1X00022000054  
 一般医療機器

販売代理店

**株式会社東京エム・アイ商会**

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目5番地3号  
 TEL. 03-3551-7873  
[www.nebneb.com](http://www.nebneb.com)  
 「吸入器オンラインショップ」  
[www.kyunyuki-onlineshop.com](http://www.kyunyuki-onlineshop.com)